

הוראות שימוש בעברית

תיאור קצר של המוצר

Antinitus® הוא מוצר להקלת אי-הנוחות הנגרמת מטנטון (tinnitus), שיטה שפותחה ויוצרה בשוודיה לאחר שנות מחקר רבות. Antinitus® הוא קל לשימוש והפעלתו אינה כרוכה בכאבים. Antinitus® יוצר מחומרים שאינם מגרים את העור.

טנטון (המכונה גם צפצופים באוזניים) מהווה בעיה נפוצה המשפיעה על כ-10 עד 15 אחוז מהאוכלוסייה. הטנטון הוא תחושה של שמיעת צליל באוזן אחת או בשתייהן, או בתוך הראש, בהיעדר מקור צליל חיצוני מתאים.

לפני השימוש ב-Antinitus®, קראו את ההוראות בקפידה. פנו לרופא שלכם עם כל שאלה או חשש בנוגע למצבכם הבריאותי.

תוכן העניינים

1. מה מכילה חפיסת Antinitus®?

2. למה משמש Antinitus®?

3. מהו אופן הפעולה של Antinitus®?

4. אזהרות ואמצעי זהירות

5. כיצד משתמשים ב-Antinitus®?

6. אחסון

7. פרטי יצירת קשר

8. אופן השימוש

1. מה מכילה חפיסת Antinitus®?

החפיסה מכילה קופסה פנימית עם 21 מדבקות Antinitus® וכן הוראות שימוש.

2. למה משמש Antinitus®?

Antinitus® משמש להקלה על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון אצל מבוגרים. מדבקות Antinitus® הן מוצר חד-פעמי שיש להחליפו מידי יום כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

3. מהו אופן הפעולה של Antinitus®?

Antinitus® הוא מדבקה שנועדה להקל על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון. המדבקה מכילה עדשה ייחודית היוצרת אות מכוון שנועד לווסת, באופן ישיר או בלתי ישיר, את תפקוד העצבים במערכת השמיעה כדי להקל על אי-נוחות הנגרמת מטנטון.

ניסויים קליניים והניסיון הקליני שהצטבר הראו ש-Antinitus® יכול להקל על תסמיני הטנטון וש-Antinitus® בטוח מאוד לשימוש.

4. אזהרות ואמצעי זהירות

– אם אתם סובלים מטנטון ומפגיעה חד-צדדית בשמיעה (הבדלים ברמת השמיעה בין שתי האוזניים) ללא סיבה ידועה, או אם יש לכם טנטון פועם (כמו הדופק שלכם) או כל תסמין אחר באוזניים, עליכם לפנות לרופא לפני כל שימוש ב-Antinitus®.

– Antinitus® הוא מדבקה שנועדה להקל רק על אי-הנוחות הנגרמת עקב טנטון.

– השימוש ב-Antinitus® לא נחקר אצל ילדים, ולכן אין להשתמש בו להקלת אי-נוחות עקב טנטון אצל ילדים מתחת לגיל 18 אלא על פי מרשם רופא.

– אין להשתמש ב-Antinitus® על עור פגום או מגורה.

– במקרה של גירוי בעור, יש להפסיק להשתמש ב-Antinitus® עד להפסקת הגירוי. אפשר להתחיל בטיפול ברגע שהגירוי ייעלם.

– אם נתקלתם בתגובה אלרגית בעת השימוש ב-Antinitus®, עליכם להפסיק להשתמש במוצר, ולפנות לרופא.

– אין להשתמש ב-Antinitus® בשילוב עם טיפולים אחרים בטנטון, אלא על פי קביעת רופא.

– לא ידוע על שום השפעה של Antinitus® על תרופות פרמצבטיות, וניתן להשתמש בו אלא אם כן הרופא יעץ אחרת.

– לא ידוע על שום השפעה של Antinitus® על עזרי שמיעה, וניתן להשתמש בו אלא אם כן הרופא יעץ אחרת.

– התסמינים של טנטון עלולים לגדול בתחילת הטיפול, אך בדרך כלל הם פוחתים לאחר מספר ימים.

– השימוש ב-Antinitus® אינו מומלץ לנשים בהיריון או לנשים מיניקות, שכן לא עדיין נערכו ניסויים קליניים על קבוצה זו.

– השפעתו של Antinitus® משתנה מאדאם לאדם, ואין הוא יעיל אצל כל אחד.

– אין להשתמש במדבקות Antinitus® פגומות או במדבקות מאריזה פגומה.

– אין לעשות במדבקות שימוש חוזר.

– יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.

מידע כללי:

– Antinitus® הוא התקן רפואי בעל סימון CE.

5. כיצד משתמשים ב-Antinitus®?

הצמידו את מדבקת Antinitus® על פי ההוראות בסעיף "אופן השימוש". יש להחליף את המדבקה אחת ליום ולהשאיר אותה במקומה למשך 24 שעות. אין להשתמש במדבקת Antinitus® במשך למעלה מ-21 ימים רצופים. יש להשתמש רק במדבקה אחת בכל פעם.

הדביקו את המדבקה מאחורי האוזן שבה יש לכם תסמיני טנטון. אם הבעיה קיימת בשתי האוזניים, הדביקו את המדבקה מאחורי האוזן עם התסמינים החמורים יותר. רעיון טוב הוא להחליף את המדבקה בערך באותו זמן מדי יום, למשל אחרי ארוחת הבוקר או לאחר מקלחת, כדי שתזכרו להדביק מדבקת Antinitus® חדשה.

לאחר פתיחת המדבקה, חובה להשתמש בה מיד ולהחליפה אחת ליום. אין לעשות במדבקה שימוש חוזר, ולא ניתן לערוב להשפעה של שימוש חוזר שכזה. מכיוון שטנטון מופיע באופן שונה אצל בני אדם שונים, השפעת המדבקה עשויה להשתנות מאדם לאדם. אחת המסקנות מהמחקרים שנעשו היא שההשפעה המקלה של המדבקות גדלה לאחר סיום הטיפול.

במהלך הטיפול ניתן לנהל חיים רגילים ואין צורך לבצע כל שינוי בדברים כגון אימוני כושר, שהות מחוץ לבית או עיצוב השיער.

טנטון חוזר

אם תסמיני הטנטון גדלים/חוזרים לאחר מחזור טיפול, ניתן להתחיל להשתמש ב-Antinitus® מחדש ארבעה שבועות לאחר תום מחזור הטיפול הקודם.

6. אחסון

אחסנו את המדבקות בקופסה המקורית במקום יבש בטמפרטורת החדר (18°C עד 25°C) יש להרחיק מאור שמש ישיר. תאריך התפוגה מודפס על גבי האריזה. לאחר פתיחת המדבקה, חובה להשתמש בה מיד ולהחליפה אחת ליום. ניתן להשליך מדבקות Antinitus® משומשות עם האשפה הביתית. את הקופסה ואת הוראות השימוש ניתן למחזר כנייר לאחר תקופת הטיפול.

7. פרטי יצירת קשר

היצרן:

Antinitus AB

Nybrogatan 39

SE-114 39 Stockholm

Sweden

למידע נוסף, בקרו באתר www.antinitus.com

1. הדביקו את מדבקת Antinitus® מאחורי האוזן שבה יש לכם תסמיני טנטון. אם הבעיה קיימת בשתי האוזניים, הדביקו את המדבקה מאחורי האוזן עם התסמינים החמורים יותר. נקו את העור מאחורי האוזניים בזהירות במים ובסבון. יבשו את המקום היטב לפני הדבקת Antinitus® שכן המדבקה לא תידבק לעור שמנוני או לח.



2. לפני השימוש, בדקו שהמדבקה לא נפגמה. פתחו אותה על פי האיור.
3. הסירו את פילם ההגנה מגב המדבקה על פי האיור.
4. החזיקו שיער ארוך וגולש בצד ביד אחת, וביד השנייה הדביקו את מדבקת Antinitus® מאחורי האוזן, על פי האיור. לחצו על המדבקה בזהירות כדי לוודא שהיא תידבק לעור היטב.
5. לאחר הסרת מדבקת Antinitus®, נקו את העור במים ובסבון. להדבקת מדבקת Antinitus® חדשה, עקבו אחר ההוראות באיורים 1-4.